



Cherish. Every. Breath.

BONGO
Rx

【販売名称：ボンゴ】

The New Rhythm in Sleep

BONGO^{Rx}



ボンゴとは？

ボンゴはやわらかいシリコン素材を鼻へ挿入することで、睡眠時の気道を確保するという発想で作られました。

使い方はとっても簡単です。就寝時にボンゴを鼻につけて寝るだけです。少し息が吐きづらいかもしれませんが、でもそこがポイントです。息を吐くときに抵抗をかけることで気道が確保され、いびき対策を行います。

アメリカではいびきに効果があるといわれています。
ボンゴの臨床データはホームページよりご確認ください。
<http://www.smi-web.com>



アメリカ食品医薬品局(FDA)から認可を受けた商品です。



ご使用にあたり電力は必要ありません。
ホースも必要ありません。
持ち運びも手軽です。



ポケットに収まるコンパクトサイズ。
どこへでも手軽に持ち運べます。



商品の仕様や機構を予告なく変更する場合があります。
ご使用いただく前に付属の取扱い説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

 **SMI**
Service for Medical Industry

製造販売業者：SMI合同会社
<http://www.smi-web.com>

AIRAVANT
MEDICAL

外国製造業者：AIRAVANT MEDICAL (米国)

お問い合わせ先